



Ölpumpen-Instrumentenzureichetisch

Regulärer Preis:

1.930,00 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 15 Tagen, Lieferzeit 20 Tage

Produktinformationen "Ölpumpen-Instrumentenzureichetisch"

Ölpumpen-Instrumentenzureichetisch,

Instrumententisch als Instrumentenhubtisch

Platte 700 x 500 mm,
ölhydraulisch höhenverstellbar per Fußhebel 925- 1310 mm,
Chromnickelstahl, 3 Rollen 75 mm ?, 2 davon feststellbar

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	BE-130024
Veröffentlicht:	2026-08-25

