



# Ölpumpen-Instrumentenzureichetisch

1.730,00 €\*

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 15 Tagen, Lieferzeit 20 Tage

Produktinformationen "Ölpumpen-Instrumentenzureichetisch"

## Ölpumpen- Instrumentenzureichetisch,

- Instrumententisch als Instrumentenhubtisch
- Platte 600 x 400 mm,
- ölhydraulisch höhenverstellbar per Fußhebel 925- 1310 mm,
- Chromnickelstahl; 3
- Rollen 50 mm ?, 2 davon feststellbar

<b>Hersteller :</b>	THM Medizintechnik
<b>Produktnummer:</b>	BE-130020
<b>Veröffentlicht:</b>	2026-02-01

