

## Ölpumpen-Instrumentenzureichetisch

1.730,00 €\*

Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 15 Tagen, Lieferzeit 20 Tage

Produktinformationen "Ölpumpen-Instrumentenzureichetisch"

## Ölpumpen- Instrumentenzureichetisch,

- Instrumententisch als Instrumentenhubtisch
- Platte 600 x 400 mm,
- ölhydraulisch höhenverstellbar per Fußhebel 925- 1310 mm,
- Chromnickelstahl; 3
  Rollen 50 mm?, 2 davon feststellbar

Hersteller:	THM Medizintechnik
Produktnummer:	BE-130020
Veröffentlicht:	2025-11-19

Example Company

