



## Carbonextension für OP- Tische

4.900,00 €\*  
\* inkl. MwSt.

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 5 Tagen, Lieferzeit 1-2 Wochen

Produktinformationen "Carbonextension für OP- Tische"

### FAAS-67 Carbonplatte für FASU-OP-Tische

Extension aus Kohlefaser für FASU-02 FA-SU03, FA-SU-05

- Diese Tischplattenverlängerung bietet die Möglichkeit einer vollständigen 360-Grad-Bildgebung und die Verwendung eines C-Bogens mit einer sehr geringen Schwächung
- Sie ist unersetzlich bei Bildgebungsvorgängen, einschließlich Gefäßchirurgie, Orthopädie und Traumatologie und erhöht die Vielseitigkeit der chirurgischen Eingriffe auf dem OP- Tisch und somit auch die Anzahl möglicher Behandlungen
- Durch leichtes Adaptieren wird der Zeitaufwand für den Wechsel der Tischplatte erheblich reduziert
- Mit speziellen Adaptern besteht die Möglichkeit Zubehör zu montieren über die gesamte Länge der Carbon- Tischplatte
- Länge von 1100 mm
- Transparentfenster von 890 mm
- Belastung. Max. 180 Kg.
- Fragen Sie nach optionalen Kupplungen für Zubehör

<b>Hersteller :</b>	THM Medizintechnik
<b>Produktnummer:</b>	FAAS-67
<b>Veröffentlicht:</b>	2026-05-02

Seite 1

Zahlung :

Kaufen Sie auf Rechnung

