



MRT Instrumenten- Zureichetisch

Regulärer Preis:

1.180,00 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 20 Tagen, Lieferzeit 3-4 Wochen

Produktinformationen "MRT Instrumenten- Zureichetisch "

ZAE-02MR Antimagnetischer Instrumententisch

Dieser antimagnetische Instrumententisch ist aus nicht magnetischem Material gefertigt, welches für den MRT-Raum konzipiert ist.

- Rahmen (vertikal) und Sockel aus pulverbeschichtetem Aluminium in Grau (RAL 9006)
- 1x Arbeitsplatte mit 45 Grad hochgezogenen Kanten aus pulverbeschichtetem Aluminium in Grau (RAL 7035)
- manuell einstellbare Höhe im Bereich von 850-1300 mm
- Untergestell mit Rollen im Kunststoffgehäuse mit einem Durchmesser von 75 mm, davon 2 mit Sperren
- Arbeitsplatte mit hochgezogenen Kanten,
- Abmessungen der Arbeitsplatte: 750?500 mm seitlich 45 Grad aufgekantet
- Gewichtsbelastung ca. 9 kg
- 4 Stk. Rollen elektrisch leitfähig und korrosionsbeständig, davon 2 Stk. bremsbar

Hersteller :

THM Medizintechnik

Produktnummer:

ZAE-02MR

Veröffentlicht:

2026-06-21

Zahlung :

Kaufen Sie auf Rechnung