



## MRT Instrumenten- Zureichtisch

1.180,00 €\*

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 20 Tagen, Lieferzeit 3-4 Wochen

Produktinformationen "MRT Instrumenten- Zureichtisch "

### ZAE-02MR Antimagnetischer Instrumententisch

Dieser antimagnetische Instrumententisch ist aus nicht magnetischem Material gefertigt, welches für den MRT-Raum konzipiert ist.

- Rahmen (vertikal) und Sockel aus pulverbeschichtetem Aluminium in Grau (RAL 9006)
- 1x Arbeitsplatte mit 45 Grad hochgezogenen Kanten aus pulverbeschichtetem Aluminium in Grau (RAL 7035)
- manuell einstellbare Höhe im Bereich von 850-1300 mm
- Untergestell mit Rollen im Kunststoffgehäuse mit einem Durchmesser von 75 mm, davon 2 mit Sperren
- Arbeitsplatte mit hochgezogenen Kanten,
- Abmessungen der Arbeitsplatte: 750?500 mm seitlich 45 Grad aufgekantet
- Gewichtsbelastung ca. 9 kg
- 4 Stk. Rollen elektrisch leitfähig und korrosionsbeständig, davon 2 Stk. bremsbar

<b>Hersteller :</b>	THM Medizintechnik
<b>Produktnummer:</b>	ZAE-02MR
<b>Verschiffungsdatum:</b>	2026-05-02



**Zahlung :**

Kaufen Sie auf Rechnung

Seite 2

THM Medizintechnik GmbH & Co. KG  
Email: [info@thm-medizintechnik.de](mailto:info@thm-medizintechnik.de)  
Telefon: +49 451 4994256