



MRT Zureichetisch Schwerlast

1.840,00 €*

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 30 Tagen, Lieferzeit 6 Wochen

Produktinformationen "MRT Zureichetisch Schwerlast"

2503S-MR Instrumenten Zureichetisch antimagnetisch

- robuste Ausführung
- MR-kompatibel bis 7 Tesla
- Instrumentenzureichetisch auf vier Rollen
- höhenverstellbares Tablett, Aluminium
- Konstruktion aus Aluminium und Edelstahl
- Abmessungen: Einstellbare Höhe zwischen 922 mm - 1372 mm
- Tablett Fläche: 500 mm X 700 mm
- Belastung Tablett: 11 Kg
- Standardfarbe: Blau RAL 5015
- Laufrollen: 4 Stk., davon 2 Stk. bremsbar
- optional 73 weitere Farben

| | |
|------------------------|--------------------|
| Hersteller : | THM Medizintechnik |
| Produktnummer: | 2503S-MR |
| Veröffentlicht: | 2026-02-01 |

Seite 1