



MRT Zureichtisch Schwerlast

1.840,00 €*

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 30 Tagen, Lieferzeit 6 Wochen

Produktinformationen "MRT Zureichtisch Schwerlast"

2503S-MR Instrumenten Zureichtisch antimagnetisch

- robuste Ausführung
- MR-kompatibel bis 7 Tesla
- Instrumentenzureichtisch auf vier Rollen
- höhenverstellbares Tablett, Aluminium
- Konstruktion aus Aluminium und Edelstahl
- Abmessungen: Einstellbare Höhe zwischen 922 mm - 1372 mm
- Tablett Fläche: 500 mm X 700 mm
- Belastung Tablett: 11 Kg
- Standardfarbe: Blau RAL 5015
- Laufrollen: 4 Stk., davon 2 Stk. bremsbar
- optional 73 weitere Farben

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	2503S-MR
Veröffentlicht:	2026-05-30

Seite 1



Zahlung :

Kaufen Sie auf Rechnung

Seite 2

THM Medizintechnik GmbH & Co. KG
Email: info@thm-medizintechnik.de
Telefon: +49 451 4994256