



## **MRT Zureichetisch Schwerlast**

1.840,00 €\*

Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 30 Tagen, Lieferzeit 6 Wochen

Produktinformationen "MRT Zureichetisch Schwerlast"

## 2503S-MR Instrumenten Zureichetisch antimagnetisch

- robuste AusführungMR-kompatibel bis 7 Tesla
- Instrumentenzureichetisch auf vier Rollen

- Instrumentenzureicnetisch auf vier Kollen
  höhenverstellbares Tablett, Aluminium
  Konstruktion aus Aluminium und Edelstahl
  Abmessungen: Einstellbare Höhe zwischen 922 mm 1372 mm
  Tablett Fläche: 500 mm X 700 mm
  Belastung Tablett: 11 Kg
  Standardfarbe: Blau RAL 5015
  Lauffollen: 4 Stk. davon 2 Stk. bremsbar

- Laufrollen: 4 Stk., davon 2 Stk. bremsbar
  optional 73 weiter Farben

Produktnummer: 2503S-MR  Veröffentlicht: 2025-12-16	Hersteller:	THM Medizintechnik
Veröffentlicht: 2025-12-16	Produktnummer:	2503S-MR
Seite 1		2025-12-16

THM Medizintechnik GmbH & Co. KG Email: info@thm-medizintechnik.de