



MRT Medikamentenwagen abschließbar

2.580,00 €*

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 30 Tagen, Lieferzeit 6 Wochen

Produktinformationen "MRT Medikamentenwagen abschließbar"

2525MR Antimagnetischer MRT Rollwagen / Medikamentenwagen abschließbar

- Der abschließbare Mehrzweckwagen mit 6 Schubladen ist aus Aluminium gefertigt, verfügt über sechs Kunststoffschubladen und eine obere Ablage.
- Die durchsichtige Flügeltür ist abschließbar.
- Dieser MRT Schubladenwagen verfügt über vier 52-mm-Rollen, von denen zwei gebremst sind.
- Eine Zubehörschiene auf jeder Seite des MRT Rollwagens ist vorhanden.
- Im Lieferumfang sind ein Infusionsständer, ein Sauerstoffflaschenhalter der Größe E und Schienenbefestigungsklemmen enthalten.
- Dieser MRT Schrank ist pulverbeschichtet und kann in jeder RAL-Farbe lackiert werden.
- Laufrollen: 4 Stk., davon sind 2 Stk. bremsbar.
- Standardfarbe Fahrgestell: RAL 5015 Option: ca. 73 RAL-Farben

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	2525-MR
Veröffentlicht:	2026-04-16

Zahlung :

Kaufen Sie auf Rechnung

