



## MRT Rollwagen abschließbar

2.470,00 €\*

Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 30 Tagen, Lieferzeit 6 Wochen

Produktinformationen "MRT Rollwagen abschließbar"

## 2525MR Antimagnetischer MRT Rollwagen abschließbar

- Mit zwei Ablageflächen und einer Schublade
  Der abschließbare Mehrzweckwagen mit 6 Schubladen ist aus Aluminium gefertigt, verfügt über sechs Kunststoffschubladen und eine obere Ablage.
  Die durchsichtige Flügeltür ist abschließbar.
  Dieser MRT Schubladenwagen verfügt über vier 52-mm-Rollen, von denen zwei gebremst sind.
  Eine Zubehörschiene auf jeder Seite des MRT Rollwagens ist vorhanden.
  Im Lieferumfang sind ein Infusionsständer, ein Sauerstoffflaschenhalter der Größe E und Schienenbefestigungsklemmen enthalten.
  Dieser MRT Schrank ist pulverbeschichtet und kann in jeder RAL-Farbe lackiert werden.
  Laufrollen: 4 Stk., davon sind 2 Stk. bremsbar.
  Standardfarbe Fahrgestell: RAL 5015 Option: ca. 73 RAL-Farben

**Rejeduktnummer:** 

Hersteller: THM Medizintechnik

2525-MR

THM Medizintechnik GmbH & Co. KG Email: info@thm-medizintechnik.de



## Veröffentlicht:

2025-12-01

