



## MRT Medikamentenwagen abschließbar

2.580,00 €\*

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 30 Tagen, Lieferzeit 6 Wochen

Produktinformationen "MRT Medikamentenwagen abschließbar"

### 2525MR Antimagnetischer MRT Rollwagen / Medikamentenwagen abschließbar

- Der abschließbare Mehrzweckwagen mit 6 Schubladen ist aus Aluminium gefertigt, verfügt über sechs Kunststoffschubladen und eine obere Ablage.
- Die durchsichtige Flügeltür ist abschließbar.
- Dieser MRT Schubladenwagen verfügt über vier 52-mm-Rollen, von denen zwei gebremst sind.
- Eine Zubehörschiene auf jeder Seite des MRT Rollwagens ist vorhanden.
- Im Lieferumfang sind ein Infusionsständer, ein Sauerstoffflaschenhalter der Größe E und Schienenbefestigungsklemmen enthalten.
- Dieser MRT Schrank ist pulverbeschichtet und kann in jeder RAL-Farbe lackiert werden.
- Laufrollen: 4 Stk., davon sind 2 Stk. bremsbar.
- Standardfarbe Fahrgestell: RAL 5015 Option: ca. 73 RAL-Farben

<b>Hersteller :</b>	THM Medizintechnik
<b>Produktnummer:</b>	2525-MR
<b>Veröffentlicht:</b>	2026-06-05

Zahlung :

Kaufen Sie auf Rechnung

