



MRT Instrumentenwagen mit Schubladen

Regulärer Preis:

1.550,00 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 30 Tagen, Lieferzeit 6 Wochen

Produktinformationen "MRT Instrumentenwagen mit Schubladen"

2520-MR Antimagnetische Instrumentenwagen mit 6 Schubladen

Mit 6 Schubladen

- Antimagnetischer Transportwagen mit 6 Schubladen
- Laufrollen: 4 Stk., davon 2 Stk. bremsbar
- bis 7 Tesla
- Option: Sonderfarbe, ca. 73 RAL-Farben

Technische Daten:

- Höhe: 900 mm
- Breite: 450 mm Tiefe: 450 mm
- 350 mm Schubladentiefe

Hersteller :

THM Medizintechnik

Produktnummer: 2520-MR

Veröffentlicht: 2026-06-21

Zahlung : Kaufen Sie auf Rechnung