



## MRT Regalwagen

1.320,00 €\*

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 30 Tagen, Lieferzeit 6 Wochen

Produktinformationen "MRT Regalwagen"

## 2521-3-MR Antimagnetischer Regalwagen

### Mit 3 Böden

- Hergestellt aus Aluminium und ausgestattet mit vier 52-mm-Lenkrollen, von denen zwei gebremst sind.
- Die 3 Regale sind aus 2 mm starkem Aluminium gefertigt und mit grauer Pulverbeschichtung versehen.
- Option: Sonderfarbe, ca. 73 RAL-Farben

Technische Daten:

- Höhe: 100 mm
- Breite: 450 mm
- Tiefe: 450 mm

**Hersteller :**

THM Medizintechnik

Seite 1

**Produktnummer:** 2521-3-MR

**Veröffentlicht:** 2026-05-02

**Zahlung :** Kaufen Sie auf Rechnung