



MRT Regalwagen

Regulärer Preis:

1.320,00 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 30 Tagen, Lieferzeit 6 Wochen

Produktinformationen "MRT Regalwagen"

2521-3-MR Antimagnetischer Regalwagen

Mit 3 Böden

- Hergestellt aus Aluminium und ausgestattet mit vier 52-mm-Lenkrollen, von denen zwei gebremst sind.
- Die 3 Regale sind aus 2 mm starkem Aluminium gefertigt und mit grauer Pulverbeschichtung versehen.
- Option: Sonderfarbe, ca. 73 RAL-Farben

Technische Daten:

- Höhe: 100 mm
- Breite: 450 mm
- Tiefe: 450 mm

Hersteller :

THM Medizintechnik

Produktnummer: 2521-3-MR

Veröffentlicht: 2026-06-21

Zahlung : Kaufen Sie auf Rechnung