



## MRT Medikamentenwagen abschließbar

3.980,00 €\*

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 30 Tagen, Lieferzeit 6 Wochen

Produktinformationen "MRT Medikamentenwagen abschließbar"

### 2530MR Antimagnetischer MRT Medikamentenwagen abschließbar

#### Mit einer Ablageflächen und vier Schubladen

- Der Schrank zur MR-bedingten Medikamentenverabreichung ist aus Aluminium gefertigt und verfügt über vier Schubladen und ein dreiseitiges oberes Regal.
- Das Verriegelungsdesign verriegelt alle vier Schubladen gleichzeitig mit einem Schlüssel.
- Die Bewegung erfolgt auf vier Bremsrollen mit 100 mm Durchmesser und 140 mm Puffern als Wandabweiser.
- Es verfügt über eine Zubehörschiene zur Befestigung eines Infusionsständers oder einer Sauerstoffflasche.
- Dieser MRT Medikamentenwagen ist pulverbeschichtet
- Optional kann er in jeder RAL-Farbe lackiert werden.

#### Technische Daten

Höhe: 1036 mm

Breite: 841 mm

Tiefe: 515 mm

Abmessungen je Schubladen: Breite 783 mm

Höhe: Schublade 1: 75 mm, Schublade 2- 4: 200 mm

Hersteller :

THM Medizintechnik

THM Medizintechnik GmbH & Co. KG

Email: [info@thm-medizintechnik.de](mailto:info@thm-medizintechnik.de)

Telefon: +49 451 4994256

**Produktnummer:**

2530-MR

**Veröff.**

2026-02-01

