

Adapter für Kopflagerungen universal FAAS-82

460,00 €*

Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 20 Tagen, Lieferzeit 3-4 Wochen

Produktinformationen "Adapter für Kopflagerungen universal FAAS-82"

Adapter für Kopflagerung

universell passend für handelsübliche OP-Tische

Dieser Adapter wird auf die beidseitigen Normschienen (10 x 25 mm) aufgesteckt und ist in der Breite verstellbar.

Hersteller:	THM Medizintechnik
Produktnummer:	FAAS-82
Veröffentlicht:	2025-10-30

Seite 1

Example Company

