



Adapter für Kopflagerungen universal FAAS-82

Regulärer Preis:

460,00 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 20 Tagen, Lieferzeit 3-4 Wochen

Produktinformationen "Adapter für Kopflagerungen universal FAAS-82"

Adapter für Kopflagerung

universell passend für handelsübliche OP-Tische

Dieser Adapter wird auf die beidseitigen Normschielen (10 x 25 mm) aufgesteckt und ist in der Breite verstellbar.

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	FAAS-82
Veröffentlicht:	2026-06-21
Zahlung :	Kaufen Sie auf Rechnung

