



## Adapter für Kopflagerungen universal FAAS-82

460,00 €\*

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 20 Tagen, Lieferzeit 3-4 Wochen

Produktinformationen "Adapter für Kopflagerungen universal FAAS-82"

### Adapter für Kopflagerung

universell passend für handelsübliche OP-Tische

Dieser Adapter wird auf die beidseitigen Normschienen (10 x 25 mm) aufgesteckt und ist in der Breite verstellbar.

<b>Hersteller :</b>	THM Medizintechnik
<b>Produktnummer:</b>	FAAS-82
<b>Veröffentlicht:</b>	2026-02-01

