



Hand- Arm- OP-Tisch Carbon extra lang

Regulärer Preis:

4.250,00 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 15 Tagen, Lieferzeit 20 Tage

Produktinformationen "Hand- Arm- OP-Tisch Carbon extra lang"

RE10-398 HAND-ARMTISCH

- Wird an den entsprechenden OP-Tisch angepasst.
- Bei einer durchschnittlichen Breite eines OP-Tische von 55 cm steht eine Arbeitsfläche von 82 cm zur Verfügung.
- Der Tisch besteht aus Kohlefaserlaminat (Carbon) und bietet hervorragende Möglichkeiten für die Röntgendurchleuchtung.
- Die dünne Platte mit Aussparungen ermöglicht dem Chirurgen einen sehr guten Zugang.
- Am hinteren Ende befindet sich eine Zubehörschiene für Infusionsständer und Narkoserahmen. Plattenstärke: 1,3 cm.
- Dieser Arm-Hand-OP-Tisch mit Carbon platte und Polster, ist röntgenfähig und wird fest über die gegenüberliegende Normschiene mit dem OP-Tisch verbunden. Er wird inkl.
- Befestigungsklemmen und röntgenfähigem Polster geliefert. Für eine 360° C-Bogenfreiheit wird der Hand-OP-Tisch ohne Stütze verwendet.

Technische Daten

- Maße: 1370 x 520x 140 mm (L x B x H)
- Belastung max.: 32 Kg. entspricht Patientengewicht max. 300 Kg.
- Gewicht: 5,1 Kg
- Dieser Arm- und Handchirurgietisch ist so konzipiert, dass er auf Leichtgewichts- Hand- Arm OP-Tisch für 360° C-Bogeneinsatz geeignet ist.

Hersteller :

THM Medizintechnik

Produktnummer:

RE10-398

Veröffentlicht:

2026-06-18

Zahlung :

Kaufen Sie auf Rechnung

