



Radialstellkloben für 16- 20mm Ø- Aufnahme

Regulärer Preis:

320,00 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 5 Tagen, Lieferzeit 7 Tage

Produktinformationen "Radialstellkloben für 16- 20mm Ø- Aufnahme"

RE10-305 OP-Kloben für 16- 20mm Ø- Aufnahme zum Einhängen für die Zubehörschiene an OP Tischen und Behandlungsliegen.

Vertikal drehbar mit Rastung

- Der Kloben kann auf der Schiene eingehangen werden
- Nur eine Feststellschraube blockiert die Stangenaufnahme und setzt gleichzeitig den Kloben auf der Schiene fest.
- Aus hochwertigem massivem Edelstahl gebürstet
- Die Montage erfolgt an seitlicher Schiene nach EU-Standard (25 x 10 mm)
- Zur Aufnahme von Zubehör mit runder Führung von 16mm - 20mm

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	RE10-305
Veröffentlicht:	2026-06-18

Zahlung :

Kaufen Sie auf Rechnung

