



Roboterschutz für Patienten

2.050,00 €*

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 5 Tagen, Lieferzeit 5-10 Werktage

Produktinformationen "Roboterschutz für Patienten"

Patientenschutz bei Robotereinsätzen am OP- Tisch

- Minimiert das Risiko von versehentlichen Verletzungen;
- Erhöht die Sicherheit für Patienten und Personal;
- Ermöglicht fortgeschrittenere Verfahren;

Der Roboterschutz für Operationstische ist ein unverzichtbares chirurgisches Zubehör, das Patienten und Personal vor potenziellen Gefahren schützt, die bei der Verwendung von Operationsrobotern auftreten können.

Der Roboterschutz wurde speziell entwickelt, um zu verhindern, dass die Werkzeuge des Roboters während der Operation mit unerwünschten Bereichen in Kontakt kommen und schützt so Patient und Personal vor Verletzungen.

Der Roboterschutz besteht aus einem starken und langlebigen Material, das dem Druck standhält, der während der Operation auftreten kann.

Der Schutz ist außerdem so konzipiert, dass er leicht zu reinigen und zu desinfizieren ist, um das Infektionsrisiko zu minimieren.

Der Roboterschutz ist transparent, sodass der Zustand des Patienten jederzeit kontrolliert werden kann.

In horizontaler Position kann der Schutz mit einem Kugelgelenk mit 10° Neigung abgewinkelt und arretiert werden.

Durch die Verwendung eines Roboterschutzes für Ihren Operationstisch kann das Risiko von versehentlichen Verletzungen minimiert und so die Sicherheit von Patienten und Personal erhöht werden.

Maße

- Länge: 35 cm
- Breite: 6,5 cm
- Höhe: 66 cm
- Gewicht 4,8 Kg
- Inkl. Kloben

Seite 1

THM Medizintechnik GmbH & Co. KG

Email: info@thm-medizintechnik.de

Telefon: +49 451 4994256

Hersteller :

THM Medizintechnik

Produktnummer:

RE10-316

Veröffentlicht:

2020-12-28

