



## Kopfkalotte RE10-238

1.380,00 €\*

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 20 Tagen, Lieferzeit 3-4 Wochen

Produktinformationen "Kopfkalotte RE10-238"

## RE10-238 Verstellbare Kopfstütze

### Anwendung in der plastischen Chirurgie, MKG, Ophthalmologie oder bei Haartransplantationen

Diese Kopfstütze eignet sich für Patienten wenn während chirurgischer Eingriffe wo der Kopf stabilisiert werden muss. Die verstellbare und flexible Kopfstütze ist eine vielseitige Lösung, die bei vielen verschiedenen chirurgischen Eingriffen eingesetzt werden kann. Die Kopfstütze kann beispielsweise in der plastischen Chirurgie, MKG, Ophthalmologie oder bei Haartransplantationen eingesetzt werden und ihre Flexibilität macht sie auch als einfachere Kopfstütze in der Neurochirurgie nützlich. Sie bietet dem Patienten eine stabile und sichere Position und einen großen Einstellbereich, sodass sich leicht eine ergonomische Position finden lässt.

Maße:

- Maximale Belastung: 15 kg gleichmäßig verteilt, entspricht einem Patientengewicht von 200 kg, gemäß EN 60601-1 und EN 60601-2 <
- 10-238-Mdbl Abmessungen: 95-390 x 290 x 315-580 mm Ø: 18 mm C-C: 171,5 mm Länge Stütze: 170 mm
- 10-238-Fdbl Abmessungen: 95-390 x 290 x 315-580 mm Ø: 15 mm C-C: 106 mm Länge Stütze: 120 mm
- 10-238-Tdbl Abmessungen: 180-500 x 290 x 330-580 mm Ø: 120 mm C-C: 20 x 20 mm
- Pfostenlänge: 180 mm

Seite 1

<b>Hersteller :</b>	THM Medizintechnik
<b>Produktnummer:</b>	RE10-238
<b>Veröffentlicht:</b>	2026-05-02
<b>Zahlung :</b>	Kaufen Sie auf Rechnung

