



C- Bogenliege mit Carbonplatte

0,00 €*

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Produktinformationen "C- Bogenliege mit Carbonplatte"

C-Bogenliege mit Carbonplatte und Polster.

5 verschiedene Ausführungen,

Strahlenschutz optional

- Polsterauflage weich und komfortabel 1 Stk.,
- Patientensicherungsgurt
- Fernbedienung
- **Es sind fünf Ausführungen und Plattengrößen lieferbar**

Features:

- Einsatz mit einer mobilen Röntgeneinheit oder einem C-Bogens für minimalinvasive Eingriffe an Patienten bis zu einem Gewicht von 227 kg.
- Die Tischplatte besteht aus hochwertigem Carbon Laminat und verfügt über einen verschließbaren Gesichtsausschnitt.
- **Dank des sehr niedrigen Fahrwerkes ist auch HWS- Bildgebung möglich**
- Der AL- Gleichwert beträgt: Tischplatte 0,7 AL und Polsterauflage 0,9AL
- Jede Laufrolle ist feststellbar
- Die elektrischen Verstellungen durch Handschalter sind leicht zu bedienen.
- Strahlendurchlässiger Bereich: 142cm x 61cm (LxB) (142cm x 68,5cm)
- Tischplatte: 214cm x 61cm (LxB) oder (214cm x 68,5cm)
- Stärke der Tischplatte: 4cm
- Gesamtmaß: 218cm x 66cm oder 218cm x 90cm)
- Rollendurchmesser: 13cm

Optionen:

- Plattenbreite: 685mm
- Verstellung: +/- Trendelenburg
- Verstellung: +/- Kantung
- Längsverschiebung Querverschiebung
- Feste Normschiene auf Säulenhöhe

Email: info@thm-medizintechnik.de
Telefon: +49 451 4994256

- Abnehmbare Normschienenklemme
- Carbon-Armlagerungen
- Streustrahlenschutz
- Seitengitter
- Fußschalter

Hersteller :	THM Medizintechnik
---------------------	--------------------

Produktnummer:	SO-ST-01
-----------------------	----------

Freigegeben für den öffentlichen:	2026-04-08
--	------------

