

## C- Bogenliege mit Carbonplatte

0,84 €\*

Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten

Produktinformationen "C- Bogenliege mit Carbonplatte"

## C-Bogenliege mit Carbonplatte und Polster.

- Polsterauflage weich und komfortabel 1 Stk.
- Patientensicherungsgurt
- Fernbedienung
- Es sind fünf Äusführungen lieferbar

## Features:

Einsatz mit einer mobilen Röntgeneinheit oder einem C-Bogens für minimalinvasive Eingriffe an Patienten bis zu einem Gewicht von

Die Tischplatte besteht aus hochwertigem Carbon Laminat und verfügt über einen verschließbaren Gesichts- ausschnitt. Der Al- Gleichwert beträgt: Tischplatte 0,7 AL und Polsterauflage 0,9AL

Jede Laufrolle ist feststellbar.

Die elektrischen Verstellungen durch Handschalter sind leicht zu bedienen.

Strahlendurchlässiger Bereich: 142cm x 61cm (LxB) ( 142cm x 68,5cm)

Tischplatte: 214cm x 61cm (LxB) ( 214cm x 68,5cm) Stärke der Tischplatte: 4cm

Gesamtabmessung: 218cm x 66cm 218cm x 90cm) Rollendurchmesser: 13cm

Optionen:

- Plattenbreite: 685mm

- Verstellung: +/- Trendelenburg
  Verstellung: +/- Kantung
  Längsverschiebung Querverschiebung
- Feste Normschiene auf Säulenhöhe
- Abnehmbare Normschienenklemme
- Carbon-Armlagerungen
- Streustrahlenschutz
- Seitengitter
- Fußschalter

Example Company

Hersteller: THM Medizintechnik

Produktnummer: SO-ST-01

Veröffentlicht: 2025\_11\_10

