

Infiltrationsliege A100-E

0,84 €*

Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten

Produktinformationen "Infiltrationsliege A100-E"

Infiltrationstisch mit Carbonplatte

A100-E Schmerzbehandlungs- und Röntgentisch mit einer Säule und elektrischer Höhenverstellung,

mit Batterie- oder Netzbetrieb.
Mit Standardtischplatte aus Kohlefaser (Carbon) rechteckig zugeschnitten ohne Stahlrahmen, Breite 61 cm, oder (Wahlweise ohne Aufpreis) konisch zugeschnittene Carbonplatte mit Gesichtsausschnitt, Breite 56 cm oder (Optional mit Aufpreis) rechteckig zugeschnitten ohne Stahlrahmen, Breite 71 cm inkl. Polsterauflage passend zur Tischplatte große Doppellaufrollen ermöglichen eine gute Mobilität Maße:
Breite: 61 cm
Länge: 203cm
Höhe: 68-98 cm
Features:
elektrische Höhenverstellung Akkubatriak zurähl 1 (1)

Features:
elektrische Höhenverstellung Akkubetrieb möglich (kein Anschlusskabel im Arbeitsbereich)
Sehr guter C-Bogen-Zugang
Optional: Unterkörperstreustrahlenschutz (Personalschutz)
Optional: Plattenverbreiterung im Schulterbereich zur Armablage
Inkl. 1 Stk. Handkontrollschalter
Inkl. 1 Stk. Patientenbefestigungsgurt
Feststellbare Rollen
Gewicht: 132 kg max.
Gewichtsbelastung 204 kg
Zubehör inkl. bei Carbonplatte nur mit Gesichtsausschnitt
1 Stk. halbmondförmige Gesichts-Kissen
1 Set/50 Stk. Einweg-Abdeckungen für Gesichts-Kissen

Maße und Gewichte

Example Company

Hersteller:

THM Medizintechnik

Produktnummer:

A100-E

Veröffentlicht:

2025-11-19







