



## Infiltrationsliege A100-E

0,00 €\*

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Produktinformationen "Infiltrationsliege A100-E"

### Mit Carbonplatte und Akkubetrieb.

**Inflationistisch und Röntgentisch mit einer Säule und elektrischer Höhenverstellung, mit Batterie- oder Netzbetrieb.**

Mit Standardtischplatte aus Kohlefaser (Carbon), rechteckig zugeschnitten ohne Stahlrahmen

Maße und Gewichte:

- Breite 61 cm, wahlweise konisch zugeschnittene Carbonplatte mit Gesichtsausschnitt
- Breite 56 cm wahlweise rechteckig zugeschnitten ohne Stahlrahmen
- Breite 71 cm
- inkl. Polsterauflage passend zur Tischplatte
- große Doppelaufrollen ermöglichen eine gute Mobilität
- Länge: 203cm
- Höhe: 68-98 cm
- **Features:** elektrische Höhenverstellung
- Optional: Trendelenburg
- Optional: Seitliche Kippung
- Optional: Längsverschiebung der Carbonplatte
- **Akkubetrieb möglich ( kein Anschlusskabel im Arbeitsbereich )**
- Sehr guter C-Bogen-Zugang
- **Dank des sehr niedrigen Fahrwerkes ist auch HWS- Bildgebung möglich**
- **Optional:** Unterkörperstreustrahlenschutz (Personalschutz)
- Optional: Plattenverbreiterung im Schulterbereich zur Armablage des Patienten
- Optional: [Spine Lagerungshilfe](#)
- Inkl. 1 Stk. Handkontrollschalter
- Optional: Fußschalter
- Inkl. 1 Stk. Patientenbefestigungsgurt
- Feststellbare Rollen
- max. Gewichtsbelastung 204 kg
- Zubehör inkl. bei Carbonplatte nur mit Gesichtsausschnitt: 1 Stk. halbmondförmige Gesichtskissen 1 Set/50 Stk. Einweg-Abdeckungen für Gesichtskissen

THM Medizintechnik GmbH & Co. KG

Email: [info@thm-medizintechnik.de](mailto:info@thm-medizintechnik.de)

Telefon: +49 451 4994256

**Hersteller :**

THM Medizintechnik

**Produktnummer:**

A100-E

**Veröffentlicht:**

2026-01-09

Standard General Purpose Top

24" x 80"  
61 x 203 cm

Pain Management Top with facial cut-out

22" x 80"  
61 x 203 cm

GI Top (Special order item)

28" x 80"  
71 x 203 cm

