



## C-Bogenliege für HSG

0,84 €\*  
\* inkl. MwSt.

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Produktinformationen "C-Bogenliege für HSG"

## Mobiler Bildgebungstisch für Gynäkologie und Fruchtbarkeit, Hysterosalpingographie HSG

- C-Bogen Bildgebungslösung für Urologie und Gynäkologie Carbontischplatte mit geringer Röntgenschwächung.
- Abnehmbare Tischplattenerweiterungen
- Freier Bereich für die Fluoroskopie: 53 x 81 cm
- Motorisierte Tischhöhe: 66 - 96.5cm
- 61 x 117 cm große Tischplatte
- Patientengewichtskapazität: 204 kg
- Standardseitenschiene: kompatibel für viele Lithotomie-Beinhaltern und Klammern
- 230V mit Batteriebetrieb
- Einfacher Tischtransport mit 12,5cm- Rollen
- Tischgewicht = 170 kg

### Zubehör im Lieferumfang enthalten:

- Beinhalter nach Goepel mit Klemmen
- Tischpolster
- Fußkontrollschalter
- Patientenbefestigungsgurt
- **Optionales Zubehör erhältlich:**
- Armboard
- Kabelfernbedienung

Hersteller : THM Medizintechnik  
Seite 1

**Produktnummer:** A100-US

**Veröffentlicht:** 2026-04-08

**Lieferung :** Wir liefern auf Wunsch an den Verwendungsort mit Aufstellung und Einweisung nach Protokoll ( QDR )

**Zahlung :** Ka

