



C-Bogenliege für HSG

Regulärer Preis:

0,84 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Produktinformationen "C-Bogenliege für HSG"

Mobiler Bildgebungstisch für Gynäkologie und Fruchtbarkeit, Hysterosalpingographie HSG

- C-Bogen Bildgebungslösung für Urologie und Gynäkologie Carbontischplatte mit geringer Röntgenschwächung
- Abnehmbare Tischplattenerweiterungen
- Freier Bereich für die Fluoroskopie: 53 x 81 cm
- Motorisierte Tischhöhe: 66 - 96.5cm
- 61 x 117 cm große Tischplatte
- Patientengewichtskapazität: 204 kg
- Standardseitenschiene: kompatibel für viele Lithotomie-Beinhaltern und Klammern
- 230V mit Batteriebetrieb
- Einfacher Tischtransport mit 12,5cm- Rollen
- Tischgewicht = 170 kg

Zubehör im Lieferumfang enthalten:

- Beinhalter nach Goepel mit Klemmen
- Tischpolster
- Fußkontrollschalter
- Patientenbefestigungsgurt
- **Optionales Zubehör erhältlich:**
- Armboard
- Kabelfernbedienung

Hersteller :

THM Medizintechnik

Produktnummer: A100-US

Veröffentlicht: 2026-07-07

Lieferung : Wir liefern auf Wunsch an den Verwendungsort mit Aufstellung und Einweisung nach Protokoll (QDR)

Zahlung : Ka

