

C-Bogenliege für HSG

0,84 €*

Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten

Produktinformationen "C-Bogenliege für HSG"

Mobiler Bildgebungstisch für Gynäkologie und Fruchtbarkeit, Hysterosalpingographie HSG

C-Bogen Bildgebungslösung für Urologie und Gynäkologie Carbontischplatte mit geringer Röntgenschwächung.
Abnehmbare Tischplattenerweiterungen
Freier Bereich für die Fluoroskopie: 53 x 81 cm
Motorisierte Tischhöhe: 66 - 96.5cm
61 x 117 cm große Tischplatte
Patientengewichtskapazität: 204 kg
Standardseitenschienen: kompatibel für viele Lithotomie-Beinhaltern und Klammern
230 V mit Batteriebetrieb
Einfacher Tischtransport mit 12,5cm- Rollen
Tischgewicht = 170 kg

Zubehör im Lieferumfang enthalten:

Beinhalter nach Goepel mit Klemmen

- Tischpolster Fußkontrollschalter
- Patientenbefestigungsgurt
 Optionales Zubehör erhältlich:
 Arnboard
- Kabelfernbedienung

Hersteller :	THM Medizintechnik

Example Company

Produktnummer:

A100-US

2025-11-19

