



## OP-Tisch FA-SU-03-4 elektrisch verstellbar

16.830,00 €\*

% 19.800,00 €\* (15% Ausstellungsrabatt)

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage

Produktinformationen "OP-Tisch FA-SU-03-4 elektrisch verstellbar"

## MOBILER OPERATIONSTISCH elektrisch verstellbar

### mit Längsverschiebung der Tischplatte

- **mit abgedecktem Fahrwerk, zum Verschieben des Tisches werden die Rollen ausgefahren**
- 4-Sektionen Liegefläche mit Kopfplatte, Rückenplatte, Sitzplatte und zweifachen abnehmbaren Beinplatten;
- 5-Sektionen und 6-Sektionen auf Anfrage
- röntgenfähige Liegefläche;
- Querstreben aus Carbon (durchleuchtbar)
- **längsverschiebbare Liegefläche ( Manuell )**
- Struktur aus hochwertigem Edelstahl (Werkstoff 1.4301) antibakteriell;
- elektrische Verstellung von Höhe, +/- Trendelenburg, Kantung
- Rückenplatte elektrisch verstellbar
- manuelle Verstellung von Kopfplatte und Beinplatten;
- Kabelfernbedienung mit 0-Positionstaste, im Preis enthalten
- Kabelfernbedienung mit Touchscreen (Optional) nicht im Preis enthalten
- Wireless- Fernbedienung (Optional) nicht im Preis enthalten
- Bedientableau an der OP-Tisch-Säule, abnehmbar (Option) nicht im Preis enthalten
- Polsterauflage 50mm,
- MPG Klasse 1,
- ES 93/42/EEC, MDD
- **Made in EU**

THM Medizintechnik GmbH & Co. KG

Email: [info@thm-medizintechnik.de](mailto:info@thm-medizintechnik.de)

Telefon: +49 451 4994256

## Technische Daten OP- Tisch FA-SU-03-4

- Gesamtlänge: 4-Segmentplatte 2035 mm
- Gesamtbreite: 550 mm
- Höhenverstellung: 740 mm - 1140 mm
- Trendelenburg / Reverse Trendelenburg: 40° / 40°
- Kantung: 30° / 30°
- Flex: 220°
- Reflex: 100°
- Längsverschiebung manuell: 340 mm
- Rückenplatte: - 40° / + 85°
- Kopfplatte: -50° - + 55°
- **Max. Patientengewicht: 350 Kg**
- Eigengewicht ca. 250 Kg

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	FA-SU-03.91
Veröffentlicht:	2026-02-21
Lieferung :	Wir liefern auf Wunsch an den Verwendungsort mit Aufstellung und Einweisung nach Protokoll ( QDR )
Zahlung :	Kaufen Sie auf Rechnung

