



Patiententransporter FAWP-02

2.980,00 €*

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandfertig in 20 Tagen, Lieferzeit 3-4 Wochen

Produktinformationen "Patiententransporter FAWP-02"

Stretcher für Patiententransport

Patiententransportliege mit hydraulischer Höhenverstellung und Trendelenburg (Schocklage)

- Ergonomisch und wirtschaftlich Überdurchschnittliche Funktionalität, intuitive Handhabung und einfache Reinigung
- Ideal als Transportliege oder Aufwachliege in Krankenhäusern und Praxen.
- Optionale Seitensicherungen schützen den Patienten auf einer Länge von mehr als 1500 mm. Sie haben keine scharfen Kanten und keine gefährlichen Stellen wo Finger einklemmen könnten.
- Die hohe Traglast (SWL) von 250 kg ermöglicht den sicheren Transport auch schwererer Patienten mit der notwendigen Ausrüstung auf dieser Transportliege.
- Lückenloser Transfer zwischen Bett und Trage beim Bewegen des Patienten minimiert die Belastung des Krankenhauspersonals und verringert das Sturzrisiko.
- Die optionalen Seitensicherungen senken sich nicht nur unter die Matratze, sondern auch unter die Tragepalette selbst – das erleichtert das sichere Abrutschen von der Matratze beim Aufstehen und schützt die Schienen vor Beschädigungen.
- Es gibt bis zu zwei optionale Griffpaare, um die Trage durch Krankenhauskorridore zu führen.
- Zusätzlich gibt es noch einen ergonomischen Schiebegriff in der Rückenlehne. Das Richtungsrad und das optionale 5. Rad machen bei dieser Patiententransportliege das Manövrieren auch bei schweren Patienten extrem einfach.
- Antibakterielle Nanotechnologie mit pSilver™ Nanopartikelzusätzen in Lack, Kunststoffelementen und im Matratzenbezug erleichtert die Desinfektion und reduziert die Verkeimung.
- Stabile, große Räder erleichtern den Transport auch auf rauem Untergrund und sorgen für volle Stabilität der Patiententrage.
- Bremshebel an allen 4 Ecken sind optional möglich.
- Kompatibel mit mobilen Röntgengeräten (CXR etc., C-Bogen) und optionaler Tunnel für Röntgenkassetten.
- Beidseitig vorhandene Höhenverstellhebel ermöglichen die Überwachung des Patienten bei gleichzeitiger Höhenverstellung.
- Die Trage ist mit einer Reihe von Zubehörteilen kompatibel, wie z. B. einer Ablage für medizinische Monitore, einem fünften Rad zur Kurvensteuerung, einem Sauerstofftank- Halter und mehr.
- Optional erhältliche Transfermatratze mit Griffen für den Patiententransfer und mit Gurten, die den Patienten auf der Matratze sichern.
- Einfach zu verwendende zweiteilige (FAWP-02.0) oder dreiteilige (FAWP-02.1) Liegeflächen für einfache Positionierung.
- Ein Korb mit großem Fassungsvermögen für Patientenutensilien im Sockel sorgt für Ordnung.

THM Medizintechnik GmbH & Co. KG

Email: info@thm-medizintechnik.de

Telefon: +49 451 4994256

Produktnummer:

FAWP-02.896

Veröffentlicht:

2026-01-15

