

Patiententransporter FAWP-02

2.980,00 €*

Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten

Versandfertig in 20 Tagen, Lieferzeit 3-4 Wochen

Produktinformationen "Patiententransporter FAWP-02"

Stretcher für Patiententransport

Patiententransportliege mit hydraulischer Höhenverstellung und Trendelenburg (Schocklage)

- Ergonomisch und wirtschaftlich Überdurchschnittliche Funktionalität, intuitive Handhabung und einfache Reinigung
- Ideal als Transportliege oder Aufwachliege in Krankenhäusern und Praxen.
- Optionale Seitensicherungen schützen den Patienten auf einer Länge von mehr als 1500 mm. Sie haben keine scharfen
- Kanten und keine gefährlichen Stellen wo Finger einklemmen könnten. Die hohe Traglast (SWL) von 250 kg ermöglicht den sicheren Transport auch schwererer Patienten mit der notwendigen Ausrüstung auf dieser Transportliege.
- Lückenloser Transfer zwischen Bett und Trage beim Bewegen des Patienten minimiert die Belastung des Krankenhauspersonals und verringert das Sturzrisiko.
- Die optionalen Seitensicherungen senken sich nicht nur unter die Matratze, sondern auch unter die Tragepalette selbst das erleichtert das sichere Abrutschen von der Matratze beim Aufstehen und schützt die Schienen vor Beschädigungen.
- Es gibt bis zu zwei optionale Griffpaare, um die Trage durch Krankenhauskorridore zu führen.
- Zusätzlich gibt es noch einen ergonomischer Schiebegriff in der Rückenlehne. Das Richtungsrad und das optionale 5. Rad machen bei dieser Patiententransportliege das Manövrieren auch bei schweren Patienten extrem einfach.
- Antibakterielle Nanotechnologie mit pSilver™ Nanopartikelzusätzen in Lack, Kunststoffelementen und im Matratzenbezug erleichtert die Desinfektion und reduziert die Verkeimung. Stabile, große Räder erleichtern den Transport auch auf rauem Untergrund und sorgen für volle Stabilität der Patiententrage.
- Bremshebel an allen 4 Ecken sind optional möglich.
- Kompatibel mit mobilen Röntgengeräten (CXR etc., C-Bogen) und optionaler Tunnel für Röntgenkassetten.

 Beidseitig vorhandene Höhenverstellhebel ermöglichen die Überwachung des Patienten bei gleichzeitiger Höhenverstellung.
- Die Trage ist mit einer Reihe von Zubehörteilen kompatibel, wie z. B. einer Ablage für medizinische Monitore, einem fünften Rad zur Kurvensteuerung, einem Sauerstofftank- Halter und mehr.
- Optional erhältliche Transfermatratze mit Griffen für den Patiententransfer und mit Gurten, die den Patienten auf der
- Einfach zu verwendende zweiteilige (FAWP-02.0) oder dreiteilige (FAWP-02.1) Liegeflächen für einfache Positionierung.
- Ein Korb mit großem Fassungsvermögen für Patientenutensilien im Sockel sorgt für Ordnung.

Example Company

Produktnummer:

FAWP-02.896

Veröffentlicht:





















Seite 2

Example Company