



## Extensionsansteckgerät

6.250,00 €\*

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 20 Tagen, Lieferzeit 3-4 Wochen

Produktinformationen "Extensionsansteckgerät "

### FA-SO-14 Extensionsgerät mit Carbonholm für FA-Serie.

Orthopädie und Traumatologie. Patientenpositionierung mit der orthopädischen Extension FASO-14 mit Streckmechanismus.

Orthopädischer Verlängerung mit Lift mit Carbonfaser Holmen. Ähnlich wie der FA-SO-12, jedoch mit Carbonfaserholmen. Die röntgentransparenten Holme erleichtern das Manövrieren des C-Bogens. Ihre Formen unterscheiden sich von den FA-SO-12-Holmen, daher ist ein spezieller Adapter FA-WS-82.6 für die Montage von Zubehör erforderlich.

<b>Hersteller :</b>	THM Medizintechnik
<b>Produktnummer:</b>	FA-SO-14
<b>Veröffentlicht:</b>	2026-02-01