



Hüftstütze, Hip- Support

Regulärer Preis:

1.150,00 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 10 Tagen, Lieferzeit 14 Werktage

Produktinformationen "Hüftstütze, Hip- Support"

FAAS-60.6 Hüftstütze

Entwickelt zur Unterstützung der Gliedmaßen bei Hüftoperationen in Seitenlage. Besteht aus vertikaler Rolle (fest), horizontaler Rolle (beweglich) und Hüftstütze. Aus electropoliertem Edelstahl mit Polyurethanpolstern. Durch die Höhenverstellung im Bereich von 0-100 mm und die Drehung der horizontalen Welle um die eigene Achse kann das Zubehör an jeden Patienten angepasst werden.

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	FAWS-60.6
Veröffentlicht:	2026-08-25
Zahlung :	Kaufen Sie auf Rechnung