



Beinstütze

Regulärer Preis:

450,00 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 10 Tagen, Lieferzeit 14 Werktage

Produktinformationen "Beinstütze"

FAAS-71.5 Beinstütze

Zur Unterstützung des Unterschenkels oder Oberschenkels bei Eingriffen mit den orthopädischen Aufsätzen FASO-12 und FASO-14. Besteht aus einer geformten Stütze mit Polyurethan-Polster und einem tragenden Abschnitt aus electropolierem Edelstahl. Einfach zu montieren und zu desinfizieren.

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	FAWS-71.5
Veröffentlicht:	2026-08-24
Zahlung :	Kaufen Sie auf Rechnung