



Querstangen-Gurtstütze

Regulärer Preis:

450,00 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 10 Tagen, Lieferzeit 14 Werktage

Produktinformationen "Querstangen-Gurtstütze"

FAAS-70.6 Querstangen-/Gurtstütze

Wird zur Stützung der Gliedmaße während des Gipsverbandes nach Fixierung des Oberschenkelbereichs verwendet. Die elektropolierte Edelstahlkonstruktion besteht aus einem tragenden Abschnitt, einer Querstange und einem Ledergurt. Kann zur Stützung der unteren Gliedmaße eines Patienten in Bauch- oder Rückenlage verwendet werden. Geeignet für die Verwendung mit der orthopädischen Extension FASO-12 oder FASO-14

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	FAWS-72.5
Veröffentlicht:	2026-08-24
Zahlung :	Kaufen Sie auf Rechnung