



Aufsatz für Knieoperationen

Regulärer Preis:

1.530,00 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 10 Tagen, Lieferzeit 14 Werktage

Produktinformationen "Aufsatz für Knieoperationen "

FAAS-85.6 Aufsatz für Knieoperationen mit Unterschenkellift

Entwickelt, um das Kniegelenk zu stützen und Zug auf die Unterschenkelknochen auszuüben. Ermöglicht Zug auf die unteren Gliedmaßen mit der Unterstützung des Streckmechanismus FASO-12 und FASO-14. Besteht aus einer Stützstruktur mit einer Polyurethanrolle und zwei stabilisierenden Haltern mit einstellbarem Abstand. Aus elektropoliertem Edelstahl. Wird anstelle der Stützbaugruppe montiert.

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	FAWS-85.6
Veröffentlicht:	2026-08-25
Zahlung :	Kaufen Sie auf Rechnung