



Fersenhalter

Regulärer Preis:

250,00 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 10 Tagen, Lieferzeit 14 Werktage

Produktinformationen "Fersenhalter"

FAAS-74.5 Fersenhalter

Entwickelt für die Positionierung der unteren Extremität in FASO-12 oder FASO-14. Wird zur Positionierung der Extremität für chirurgische Eingriffe verwendet. Aus elektropoliertem Edelstahl. Besteht aus einer geformten Gabel mit Klemme mit integriertem Montageadapter. Rechter und linker Halter enthalten.

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	FAWS-74.5
Veröffentlicht:	2026-07-26
Zahlung :	Kaufen Sie auf Rechnung