



WS-75.5 Kniegelenkstütze

Regulärer Preis:

490,00 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 10 Tagen, Lieferzeit 14 Werktage

Produktinformationen "WS-75.5 Kniegelenkstütze"

FAAS-75.5 Kniestütze

Zur Unterstützung des Knies eines Patienten in Seitenlage. Zur Unterstützung des Knies unterhalb der Schulterlinie der orthopädischen Extension FASO-12 oder FASO14. Besteht aus einem Stützarm und einem Polyurethanpolster. Einstellbarer Abstand zum Patienten, Höhe, Winkel des Stützarms und Drehung des Stützarms um die eigene Achse.

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	FAWS-75.5
Veröffentlicht:	2026-08-25