



Rückenplatte für Schulteroperationen mit Helm

Regulärer Preis:

6.550,00 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 20 Tagen, Lieferzeit 3-4 Wochen

Produktinformationen "Rückenplatte für Schulteroperationen mit Helm"

FAAS-80 Schulter-Rückenplatte

Ideal für Eingriffe im Schulterbereich,

Schulterchirurgiesystem für die Arthroskopie des Schulterkomplexes mit abnehmbaren oder abklappbaren Außenplatten, um den Zugang zum den Schultergelenken zu erleichtern. Die Schulterplatte wird anstelle der Beinplatten montiert, sodass der Winkel der Schulterplatte per Fernbedienung eingestellt werden kann bei OP-Tischen mit elektrischer Beinverstellung und Adaptionmöglichkeit an Normschienen. Bei manuell verstellbaren Beinplatte ermöglichen Gasdruckfedern eine einfache Winkelverstellung der Schulterplatte. Die leichte Aluminiumstruktur und das Schnellmontage-/Demontagesystem ermöglichen die Handhabung durch eine Person. Abnehmbare Seitensegmente bieten während der Operation vollen Zugang zur Schulter. Die 40mm oder wahlweise 80 mm dicken Schaumstoffpolster mit wasserdichten Bezügen sorgen für Komfort und Sicherheit des Patienten, auch bei stundenlangen Eingriffen. Durch die Auswahl des entsprechenden Zubehörs kann das System an die Bedürfnisse des Chirurgen angepasst und die für die Patientenpositionierung erforderliche Zeit erheblich reduziert werden. Der einstellbare Breitenabstand ermöglicht die Montage an den Zubehörschienen der meisten auf dem Markt erhältlichen Operationstische. Das System umfasst antistatische, wasserdichte Polyurethanschaumpolster mit einer Dicke von 40 mm oder wahlweise 80 mm (je nach Dicke der Operationstischpolster, bitte angeben bei Bestellung). Durch die Auswahl des entsprechenden Zubehörs kann das System an die Bedürfnisse des Chirurgen angepasst und die für die Patientenpositionierung erforderliche Zeit erheblich reduziert werden.

Im Set-Preis enthalten:

- Seitlich montiert an Normschienen mit speziellen Klemmen.
- 3 Segmente- Mittelteil, rechtes und linkes Element herunterklappbar oder abnehmbar
- Kopfstütze FAAS-70.7 als Helmtyp, auf Flex Arm. Polstersystem für Kopfhelm mit Stirn und Kinnpolster (wieder verwendbar)
- Körperhaltegurt FAAS-77.4

- Polster 40 mm für THM-OP-Tische (wahlweise 80mm für Fremdtische)
- Armlagerung [FAAS- 70.31](#) nicht enthalten (bitte separat auswählen)

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	FAAS-80.0
Veröffentlicht:	2026-08-26

Zahlung :

Kaufen Sie auf Rechnung

