



## FAAS-77.4 Bauchhaltegurt für Schulterplatte

Regulärer Preis:

55,00 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 10 Tagen, Lieferzeit 14 Werktage

Produktinformationen "FAAS-77.4 Bauchhaltegurt für Schulterplatte"

### FAAS-77.4 Körperhaltegurt,

- Zur Stabilisierung des Körpers des Patienten während der Operation mit dem FAAS-80 Schulterarthroskopiesystem .
- Unterstützt die Stabilisierung des Körpers des Patienten auf einer bestimmten Seite der Schulterplatte.
- Aus leicht zu desinfizierendem Material mit Klettverschlussystem.
- Die Länge und Breite des Gurtes gewährleistet eine individuelle Anpassung an den Körper des Patienten.
- Der Gurt umschließt den Körper des Patienten im Bauchbereich vollständig und verläuft durch die Befestigungshalterungen auf der Rückseite der Schulterplatte.

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Hersteller :    | THM Medizintechnik      |
| Produktnummer:  | FAAS-74.4               |
| Veröffentlicht: | 2026-08-24              |
| Zahlung :       | Kaufen Sie auf Rechnung |