



FAAS-77.11 Helmmaske, Einwegnutzung

Regulärer Preis:

42,00 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 10 Tagen, Lieferzeit 14 Werktage

Produktinformationen "FAAS-77.11 Helmmaske, Einwegnutzung"

FAAS-77.11 Helmmaske, Einwegnutzung,

- Sichert Stirn und Kopf des Patienten im Spezialhelm AS-70.7.
- Einweggurt.
- Mit Klettverschluss an der Kopfstütze befestigt.
- Aus weichem Schaumstoff für Komfort und Haltung des Kopfes des Patienten in der Kopfstütze.
- Der Gurt wird um die Stirn des Patienten gelegt und die Enden werden an der Rückseite des Helms miteinander verbunden.
- Sichert Kinn und Kopf des Patienten im Spezialhelm AS-70.7. ? Einweggurt. ? Mit Klettverschluss an der Kopfstütze befestigt.
- Aus weichem Schaumstoff für Komfort und Haltung des Kopfes des Patienten in der Kopfstütze. ? Spezielle Nähte verhindern, dass der Gurt vom Kinn des Patienten rutscht.
- Die Naht in der Mitte des Riemens sichert das Kinn des Patienten, und die beiden Enden sind auf Höhe der Kranialnaht miteinander verbunden.
- Entwickelt, um den Kopf des Patienten im Spezialhelm AS-70.7 zu stabilisieren.
- Einwegmaske.
- Aus weichem Schaumstoff, um Komfort zu bieten und gleichzeitig den Kopf des Patienten in der Kopfstütze zu halten.
- Mit einem Klettverschluss an der Kopfstütze befestigt. ? Aussparung im Mund- und Nasenbereich für Narkoseschläuche.

Hersteller :

THM Medizintechnik

Produktnummer: FAAS-77.11

Veröffentlicht: 2026-07-22

Zahlung : Kaufen Sie auf Rechnung