



FAAS-77.6 Helmriemenset wieder verwendbar

Regulärer Preis:

390,00 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 10 Tagen, Lieferzeit 14 Werktage

Produktinformationen "FAAS-77.6 Helmriemenset wieder verwendbar"

FAAS-77.6 Helmriemenset

- Entwickelt, um den Kopf des Patienten im Spezialhelm AS-70.7 zu stabilisieren
- Das Set enthält 3 wieder verwendbare Gurte, die das Kinn, die Stirn und den oberen Teil des Kopfes des Patienten sichern
- Aus leicht zu desinfizierendem Polycaprolactam.
- Polster in Kontakt mit der Haut des Patienten.
- An speziellen Führungen im Helm befestigt
- Die Länge der Gurte sind mit Klettverschlussystemen einstellbar.

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	FAAS-77.6
Veröffentlicht:	2026-07-22
Zahlung :	Kaufen Sie auf Rechnung

