



Auffangschale Universal für OP-Tische

465,00 €*
 *zzgl. MwSt.

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 5 Tagen, Lieferzeit 1-3 Tage

Produktinformationen "Auffangschale Universal für OP-Tische"

FAWS-28.9 Auffangschale Universal für OP-Tische

- Mit Halterung und Befestigungskloben,
- Zu adaptieren an den Normschienen der OP-Tische.
- Der Halter wird an dem Operationstisch befestigt und mit dem Rastgelenk und Kugelgelenk auf die Abmessungen des OP-Tisches eingestellt.
- Maße Auffangschale: 26 x 32 x 6 cm
- Höhenverstellung im Kloben 20 cm
- Version mit Abfluss, sie hat eine Gummiverlängerung zum Ablassen von Flüssigkeiten.
- Struktur und Auffangschale aus Edelstahl.

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	FAWS-28.9W1
Veröffentlicht:	2026-03-05
Zahlung : Seite 1	Kaufen Sie auf Rechnung

