



Knielagerung

Regulärer Preis:

1.080,00 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 18 Tagen, Lieferzeit 20 Tage

Produktinformationen "Knielagerung "

FAAS-88 Knielagerung Aufsatz für Kniearthroskopie

- Zur Unterstützung des Kniegelenks während der Arthroskopie.
- Die seitliche Stütze ermöglicht die Positionierung des Kniegelenks in der "Vier-Stellung" und die Handhabung durch einen einzigen Bediener.
- Er besteht aus einer Polyurethanrolle, geformten Klammern und einem Stützteil.
- Teile, die mit dem Körper des Patienten in Kontakt kommen, aus Polyurethan.
- Stützstruktur aus elektropoliertem Edelstahl.
- Der Abstand der Klammern kann durch Drehen des Knopfs eingestellt werden.
- Rolle Polyurethan, 80 x 140 mm
- seitliches Polster Polyurethan, 70 x 152 x 24 mm,
- Einstellung Winkel, Höhe, Abstand Drehwinkel,
- Stange 16 x 16 mm
- Befestigungskloben inkl.

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	FAAS-88
Veröffentlicht:	2026-06-19

Zahlung :



Kaufen Sie auf Rechnung