



Zubehörwagen mit 6 Ablageflächen und Gitterkorb

Regulärer Preis:

1.490,00 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 10 Tagen, Lieferzeit 14 Werktage

Produktinformationen "Zubehörwagen mit 6 Ablageflächen und Gitterkorb"

Zubehörwagen für OP-Tischzubehör

- 6 Ablageflächen und Zubehör-Gitterkorb.
- Entwickelt für die Aufbewahrung und den Transport von OP-Tischzubehör.
- Aus elektropoliertem Edelstahl und HPL-Kunststoff.
- 6 spezielle Geräteablagen und ein Stahlkorb im Boden.
- Die oberen Ablagen enthalten Öffnungen zur Aufbewahrung von Zubehör (quadratisch und rund).
- Die zweite und dritte Ebene der Ablagen haben Aussparungen an der Oberseite zur Aufbewahrung von Gurten.
- 4 Rollen mit Bremsen sorgen für Stabilität Lieferung kompl. montiert, kein Aufbau notwendig;
- Maße: Grundmaße 712 x 962 mm,
- Rollendurchmesser 75 mm
- Korb Maße 887 x 330 x 77 mm,
- ohne Zubehör

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	FAWS-13.9
Gewicht: :	15 kg

Veröffentlicht:

2020-05-06

Zahlung :

Kaufen Sie auf Rechnung