



Endoskophalter flexibel

1.450,00 €*

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 5 Tagen, Lieferzeit 5-10 Werktage

Produktinformationen "Endoskophalter flexibel"

FAWS-75.0 Endoskophalter am Gelenkarm

- Dient der Unterstützung von Endoskopkabeln während einer Operationen oder Untersuchung
- Vollständig einstellbar dank dreier drehbarer Elemente, die durch einen einzigen Knopf arretiert werden.
- Möglichkeit, den Endoskophalter über dem Patienten zu positionieren.
- Endet mit Endoskophalterung mit praktischer Klemme.

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Hersteller : | THM Medizintechnik |
| Produktnummer: | FAAS-75.0 |
| Veröffentlicht: | 2026-04-16 |
| Zahlung : | Kaufen Sie auf Rechnung |