



Kopflagerung Dreigelenksarm FAAS-78.1

Regulärer Preis:

850,00 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 10 Tagen, Lieferzeit 1-2 Wochen

Produktinformationen "Kopflagerung Dreigelenksarm FAAS-78.1"

Kopflagerung Dreigelenksarm für OP-Tische universal

Anwendung in der plastischen Chirurgie, MKG, Ophthalmologie oder bei Haartransplantationen

- Dreigelenksarm mit einer Kopfstütze und Polster aus Polyurethan.
- Kopfstütze mit Kopfstabilisierungsgurt. Entwickelt, um den Kopf eines Patienten in Rücken- und Bauchlage zu stützen und zu positionieren.
- Enthält ein hufeisenförmiges Polyurethanpolster mit Gurten zur Stabilisierung.
- Schnelle Montage an vielen handelsüblichen OP-Tischen mit Universaladapter FAAS-82, nicht im Preis enthalten
- Maße Polster: 235 x 190 x 70 mm
- Ohne Adapter FAAS-78 oder FAAS-82

Hersteller :

THM Medizintechnik

Produktnummer:

FAAS-78.1

Veröffentlicht:

2026-08-26

Zahlung :

Kaufen Sie auf Rechnung