



Kopflagerung Dreigelenksarm FAAS-78.2

Regulärer Preis:

920,00 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 10 Tagen, Lieferzeit 15 Tage

Produktinformationen "Kopflagerung Dreigelenksarm FAAS-78.2"

Kopflagerung Dreigelenksarm für OP-Tische universal

Anwendung in der plastischen Chirurgie, MKG, Ophthalmologie oder bei Haartransplantationen

- Dreigelenksarm mit einer Kopfstütze und zweiteiligem Polyurethankissen
- Kopfstütze mit Kopfstabilisierungsgurt. Entwickelt, um den Kopf eines Patienten in Rücken- Seiten- oder Bauchlage zu stützen und zu positionieren.
- Besteht aus zwei hufeisenförmigen Polyurethanpolster mit einstellbarem Abstand.
- Bietet viel Platz für die Anästhesiemaske, Endotrachealtuben oder andere Anästhesiegeräte.
- Schnelle Montage an vielen handelsüblichen OP-Tischen mit Universaladapter FAAS-82, nicht im Preis enthalten
- Maße Polster: 180x 190 x 90 mm

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	FAAS-78.2

Veröffentlicht:

2026-08-25

Zahlung :

Kaufen Sie auf Rechnung